


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smad3 토끼 다클론 항체 - P84022

품목 번호: CM0022715



소개

인간, 마우스 및 랫드에서 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용으로 검증된 고품질 토끼 다클론 anti-Smad3 항체입니다. TGF-베타 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Smad3 토끼 pAb
비고/별칭	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
종	인간
GeneID (인간)	4088
GeneID	4088
면역원	인간 Smad3의 아미노산 150~250번 서열(NP_005893.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P84022
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩