


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smad4 폴리클로날 항체 - Q13485

품목 번호: CM0025045



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 Smad4 (SWISS: Q13485)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. TGF-베타 신호 전달 및 종양 억제 연구의 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smad4 Rabbit pAb
비고/별칭	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4089
GeneID	4089
면역원(Immunogen)	인간 Smad4 (NP_005350.1)의 아미노산 320-552에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13485
단백질 분자량	60 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)