

Anti-Smad5 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko 검증됨) For Wb, Elisa - Q99717

품목 번호: CM0007071



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-Smad5 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 Smad5를 인식합니다. BMP 신호 전달에서 발달 및 혈관생성에 관여하는 주요 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Smad5 Rabbit mAb
비고/별칭	DWFC; JV5-1; MADH5; d5
종	인간
GeneID (인간)	4090
GeneID	4090
면역원	인간 Smad5 (NP_005894.3)의 아미노산 186-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99717
단백질 무게	52 kDa
배송	아이스백