


Ihc-P 및 Elisa용 항-Smad9 다클론 항체 - O15198

품목 번호: CM0029579



소개

인간 SMAD9(Smad8)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 SMAD9를 검출하며 BMP 신호전달 경로 연구 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smad9 토끼 pAb
비고/별칭	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
종	인간
GeneID (인간)	4093
GeneID	4093
면역원	인간 Smad9(NP_005896.1)의 아미노산 1-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15198
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백