


Anti-Smap1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa) - Q8Iyb5

품목 번호: CM0021449



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법, ELISA에 적합한 고품질 anti-SMAP1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 SMAP1과 교차 반응하며 클라트린 의존성 내포작용 및 적혈구 생성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SMAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	SMAP-1; SMAP1
종	인간
유전자 ID	60682
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IYB5
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스백