

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Smarca1 Rabbit Polyclonal 항체 - P28370

품목 번호: CM0013179

소개

인간 SMARCA1 (SWI/SNF 관련 염색질 리모델러)에 대한 토끼 폴리클론항 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 SMARCA1 검출. 후성유전학 및 전사 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCA1 Rabbit pAb
비고/별칭	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
종 특이성	인간
GeneID (인간)	6594
GeneID	6594
항원	인간 SMARCA1 (NP_003060.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28370
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백