

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Chip, Elisa용 Anti-Smarca2 / Br(Brm) 단일클론 항체 - P51531

품목 번호: CM0007054



소개

인간 SMARCA2/BRM에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 크로마틴 리모델링에 관여하는 타겟 ATPase로, 전사 및 신경발달 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SMARCA2 / BRM Rabbit mAb
비고/별칭	BIS; BRM; SNF2; SWI2; hBRM; NCBR; Sth1p; BAF190; SNF2L2; SNF2LA; hSNF2a; SMARCA2 / BRM
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6595
GeneID	6595
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P51531
단백질 분자량(Protein Weight)	181kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)