

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smarca5/Snf2H 토끼 단일클론 항체 - O60264

품목 번호: CM0010255



소개

인간 SMARCA5/SNF2H(O60264)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 염색질 리모델링 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCA5/SNF2H 토끼 mAb
비고/별칭	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
종	인간
GeneID (인간)	8467
GeneID	8467
면역원	합성 펩타이드 인간 SMARCA5/SNF2H(O60264)의 953~1052번 아미노산 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60264
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스팩