

Wb 및 Elisa용 Anti-Smarca5/Snf2H 토끼 다클로널 항체 - O60264

품목 번호: CM0020326



소개

ATP 의존성 크로마틴 리모델링 단백질인 인간 SMARCA5/SNF2H를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 뉴클레오솜 리모델링, DNA 복제 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCA5/SNF2H Rabbit pAb
비고/별칭	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8467
유전자 ID	8467
면역원	인간 SMARCA5/SNF2H (NP_003592.3)의 아미노산 100-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O60264
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백