


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smarcad1 단클론 항체 - Q9H4L7

품목 번호: CM0005410



소개

인간 SMARCD1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 SMARCD1을 검출하며 크로마틴 리모델링 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMARCD1 토끼 mAb
비고/별칭	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
종	인간
GeneID (인간)	56916
GeneID	56916
면역원	인간 SMARCD1 (NP_064544.2)의 아미노산 928-1026에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H4L7
단백질 분자량	68 kDa / 117 kDa
배송 방식	아이스백