


Wb, Elisa용 Anti-Smarcad1 다클론 항체 - Q9H4L7

품목 번호: CM0022748



소개

인간 SMARCAD1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 복구와 이질염색질 조직화에 필수적인 ATP 의존성 염색질 리모델러를 표적으로 합니다. 염색질 생물학 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SMARCAD1 토끼 pAb
비고/별칭	SMARCAD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; DEAD/H box 1을 포함하는 SWI/SNF 관련 기질 결합 액틴 의존성 염색질 조절인자 아파 A
종	인간
GeneID (인간)	56916
GeneID	56916
면역원	인간 SMARCAD1(NP_064544.2)의 아미노산 928-1026 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H4L7
단백질 중량	68kDa/117kDa
배송	아이스백