


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Smarcad1 다클론 항체 - Q9H4L7

품목 번호: CM0028774



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 유효성이 검증된 SMARCD1 토끼 pAb입니다. 인간, 마우스, 래트를 타겟으로 합니다. 염색질 리모델링 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다. 117 kDa 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMARCD1 토끼 pAb
비고/별칭	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCD1
종	인간
유전자 ID (인간)	56916
유전자 ID	56916
면역원	인간 SMARCD1 (NP_001121901.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H4L7
단백질 분자량	117kDa
배송 방법	아이스백