

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smarcb1/Snf5 단일클론 항체 - Q12824

품목 번호: CM0006100



소개

KO 검증된, 사람 SMARCB1/SNF5 (BAF47, INI1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플과 반응합니다. 염색질 리모델링 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] SMARCB1/SNF5 토끼 mAb
비고/별칭	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
종	사람
유전자 ID (사람)	6598
유전자 ID	6598
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q12824
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백