

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Smarcb1/Snf5 단클론 항체 - Q12824

품목 번호: CM0011046



소개

SMARCB1/SNF5를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐 종을 인식합니다. 크로마틴 리모델링 연구에 적합한 BAF 복합체 코어 구성요소이자 종양 억제인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] SMARCB1/SNF5 토끼 mAb
비고/별칭	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
종	사람
유전자 ID (사람)	6598
유전자 ID	6598
면역원	합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q12824
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백