

Wb, Elisa용 Anti-Smarcb1/Snf5 다클론 항체 - Q12824

품목 번호: CM0022078



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 SMARCB1/SNF5 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 세포 주기 조절 및 종양 억제에 관여하는 BAF 염색질 리모델링 복합체의 핵심 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCB1/SNF5 토끼 pAb
비고/별칭	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
종	인간
GeneID (인간)	6598
GeneID	6598
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q12824
단백질 중량	44kDa
배송	아이스백