

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Smarcb1/Snf5 토끼 다클론 항체 - Q12824

품목 번호: CM0030148



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증된 토끼 다클론 SMARCB1/SNF5 항체(Q12824)입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 조절 및 종양 억제에 관여하는 SWI/SNF 염색질 리모델링 복합체의 핵심 구성 요소인 44kDa BAF47 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMARCB1/SNF5 토끼 pAb
비고/별칭	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
종	인간
유전자 ID	6598 (인간)
면역원	인간 SMARCB1/SNF5 (NP_003064.2)의 아미노산 50-150 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12824
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스백