

Wb, If/Icc, Elisa, Chip용 항-Smarcc1/Baf155 단일클론 항체 - Q92922

품목 번호: CM0011419



소개

SMARCC1/BAF155를 표적으로 하는 KO 검증 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 적합합니다. 인간 및 마우스 SMARCC1(~123 kDa)을 검출합니다. 염색질 리모델링과 신경 발달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] SMARCC1/BAF155 토끼 mAb
비고/별칭	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACCI; 55
종	인간
GeneID (인간)	6599
GeneID	6599
면역원	재조합 단백질
동물 종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92922
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스팩