

Wb, Elisa용 항-Smarcc2 다클론 항체 - Q8Taq2

품목 번호: CM0022498



소개

SWI/SNF 염색질 리모델링 서브유닛인 SMARCC2(BAF170)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 생쥐 및 래트 SMARCC2를 검출합니다. 전사 조절, 신경 발생 및 골수 분화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCC2 토끼 pAb
비고/별칭	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
종	인간
유전자ID	6601
면역원	인간 SMARCC2 (NP_620706.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8TAQ2
단백질 분자량	133kDa
배송 방식	아이스백