

Wb 및 Elisa용 항-Smarcd1 토끼 다클론 항체 - Q96Gm5

품목 번호: CM0024887



소개

SWI/SNF 염색질 리모델링 서브유닛인 SMARCD1(BAF60A)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMARCD1 토끼 pAb
비고/별칭	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
종	인간
유전자ID (인간)	6602
유전자ID	6602
면역원	인간 SMARCD1(NP_003067.3)의 아미노산 216-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	Q96GM5
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백