

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smarcd2 폴리클로널 항체 - Q92925

품목 번호: CM0015805

소개

크로마틴 리모델링 인자인 SMARCD2 (BAF60B)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 크로마틴 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCD2 Rabbit pAb
비고/별칭	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6603
GeneID	6603
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 SMARCD2 (NP_001091896.1)의 아미노산 454-531에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
Q92925	
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)