

Anti-Smarcd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Ste5

품목 번호: CM0024518

소개

SMARCD3(BAF60C)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 전사 조절 및 신경발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMARCD3 Rabbit pAb
비고/별칭	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
종	인간
GeneID (Human)	6604
GeneID	6604
면역원	인간 SMARCD3(NP_001003801.1)의 아미노산 275-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q6STE5
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩