

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smc1 토끼 단일클론 항체 - Q14683

품목 번호: CM0008870



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 단일클론 anti-SMC1 항체입니다. 인간 및 마우스 SMC1(Q14683)과 반응합니다. 염색체 응집 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMC1 토끼 mAb
비고/별칭	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
종	인간
GeneID (인간)	8243
GeneID	8243
면역원	합성 펩타이드 인간 SMC1(Q14683)의 아미노산 1134-1233 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14683
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스팩