

Wb 및 Elisa용 항Smc1 토끼 다클론 항체 - Q14683

품목 번호: CM0025015



소개

인간 SMC1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 SMC1 단백질(~143 kDa)을 검출합니다. 염색체 응집 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMC1 토끼 pAb
비고/별칭	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SBL8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
종	인간
유전자ID (인간)	8243
유전자ID	8243
면역원	제조항 단백질 인간 SMC1 (NP_006297.2)의 아미노산 1-130번 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14683
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스팩