

Anti-Smc3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

품목 번호: CM0002059



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 단일 클론 SMC3 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 코헤신 복합체 및 염색체 응집 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMC3 Rabbit mAb
비고/별칭	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9126
유전자 ID	9126
면역원	합성 펩타이드 / 인간 SMC3 (NP_005436.1)의 아미노산 1118-1217 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일 클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UQE7
단백질 크기	142kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)