

Anti-Smc3 Rabbit Polyclonal Antibody (Smc3 Pab) For Wb, Ip, Elisa - Q9Uqe7

품목 번호: CM0023246



소개

인간 SMC3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 SMC3와 반응합니다. 염색체 응집, 세포 주기 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMC3 Rabbit pAb
비고/별칭	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
종(Species)	Human
GeneID	9126
항원(Immunogen)	인간 SMC3 (NP_005436.1)의 아미노산 909-1199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9UQE7
단백질 분자량(Protein Weight)	142kDa
배송(Shipping)	Ice bag