


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smc4 단일클론 항체 - Q9Ntj3

품목 번호: CM0004714



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-SMC4 Rabbit 단일클론 항체; Human, Mouse, Rat과 반응; ~147kDa의 condensin 복합체 단백질 SMC4를 검출. 염색체 생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMC4 Rabbit mAb
비고/별칭	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
종	인간
GeneID (Human)	10051
GeneID	10051
면역원	인간 SMC4(Q9NTJ3)의 아미노산 1189-1288에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NTJ3
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백