

Wb 및 Elisa용 항-Smc5 토끼 다클론 항체 - Q8Iy18

품목 번호: CM0019391

소개

인간 SMC5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. DNA 복구 및 텔로미어 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMC5 토끼 pAb
비고/별칭	ATELS2; SMC5L1; SMC5
종	인간
유전자 ID (인간)	23137
면역원	인간 SMC5 (NP_055925.2)의 아미노산 872-1101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IY18
단백질 분자량	129kDa
배송 방식	아이스팩