


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smchd1 폴리클로날 항체 - A6Nhr9

품목 번호: CM0025626



소개

SMCHD1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람 및 쥐 SMCHD1 (226 kDa)을 인식합니다. 크로마틴 침묵, X 염색체 비활성화 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMCHD1 Rabbit pAb
비고/별칭	BAMS; FSHD2; SMCHD1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	23347
유전자 ID	23347
면역원	사람 SMCHD1 (NP_056110.2)의 아미노산 1756-2005에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	A6NHR9
단백질 분자량	226kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)