

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smek1 폴리클론 항체 - Q6In85

품목 번호: CM0025447



소개

인간 SMEK1(PPP4R3A)을 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, PP4의 조절 서브유닛입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. DNA 손상 복구 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SMEK1 토끼 pAb
비고/별칭	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
종	인간
GeneID (인간)	55671
GeneID	55671
면역원	인간 SMEK1 (NP_001271210.1)의 아미노산 3951-594에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6IN85
단백질 무게	95kDa
배송	아이스백