


Wb 및 Elisa용 항-Smg1 토끼 단일클론 항체 - Q96Q15

품목 번호: CM0002672



소개

인간 SMG1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 무의미 매개 디케이 및 유전독성 스트레스 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMG1 토끼 mAb
비고/별칭	ATX; LIP; 6IE3.4; SMG1
종	인간
GeneID (인간)	23049
GeneID	23049
면역원	합성 펩티드 인간 SMG1 (Q96Q15)의 아미노산 3562-3661 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96Q15
단백질 분자량	411 kDa
배송 방법	아이스백