


Wb, Elisa용 Anti-Smg7 토끼 다클론 항체 - Q92540

품목 번호: CM0018666



소개

주요 넌센스 매개 mRNA 붕괴(NMD) 인자인 SMG7에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료했으며 인간, 마우스, 쥐 샘플과 교차 반응합니다. mRNA 감시 및 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMG7 토끼 pAb
비고/별칭	EST1C, SGA56M, Clorf16, SMG7
종	인간
GeneID	9887
면역원	인간 SMG7(NP_963863.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92540
단백질 중량	127kDa
배송	아이스팩