

Wb, Elisa용 Anti-Smmhc/Myh11 단클론 항체 - P35749

품목 번호: CM0006556



소개

이 SMMHC/MYH11 토끼 단클론 항체는 WB 및 ELISA에서 사람, 마우스, 랫드의 미오신-11을 검출합니다. 평활근 수축 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMMHC/MYH11 토끼 mAb
비고/별칭	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
종	사람
GeneID(사람)	4629
GeneID	4629
면역원	재조합 단백질/사람 SMMHC/MYH11의 아미노산 1160-1313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002465.1).
출처	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P35749
단백질 분자량	227kDa
배송	아이스백