


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smmhc/Myh11 단일클론 항체 - P35749

품목 번호: CM0004986



소개

인간 SMMHC/MYH11(마이오신-11)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서의 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 재조합 면역원; 227 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMMHC/MYH11 Rabbit mAb
비고/별칭	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
종	인간
유전자 ID (인간)	4629
유전자 ID	4629
면역원	인간 SMMHC/MYH11 (NP_002465.1)의 아미노산 1160-1313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35749
단백질 무게	227kDa
배송	아이스팩