

Wb용 Anti-Smmhc/Myh11 토끼 다클론 항체 - P35749

품목 번호: CM0016806



소개

인간 SMMHC/MYH11을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 평활근 수축 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMMHC/MYH11 토끼 pAb
비고/별칭	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
종	인간
GeneID (인간)	4629
GeneID	4629
면역원	인간 SMMHC/SMMHC/MYH11(NP_001035203.1)의 아미노산 1680~1979에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35749
단백질 분자량	227kDa
배송	아이스팩