

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Smn1 단일클론 항체 - Q16637

품목 번호: CM0010728



소개

인간 SMN1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 랫드와 교차 반응합니다. 스플라이소좀 조립, snRNP 생합성 및 SMA 관련 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SMN1 토끼 mAb
비고/별칭	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
종	인간
유전자 ID(인간)	6606
유전자 ID	6606
면역원	인간 SMN1(Q16637)의 아미노산 103~200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q16637
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩