

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smn1 폴리클로날 항체 - Q16637

품목 번호: CM0019791



소개

인간 SMN1 (Survival Motor Neuron 1)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 스플라이싱 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMN1 Rabbit pAb
비고/별칭	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD54I; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD54I; SMN1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6606
GeneID	6606
면역원	SMN1 (NP_000335.1)의 아미노산 11-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16637
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩