

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Smn2 다클론 항체 - Q16637

품목 번호: CM0015353



소개

인체 SMN2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스플라이소좀 snRNP 조립 및 운동 신경세포 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMN2 토끼 pAb
비고/별칭	SMNC; BCD54I; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD54I; SMN2
종	인체(Human)
유전자 ID	6607
면역원	인체 SMN2(NP_059107.1)의 아미노산 1-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	Q16637
단백질 무게	32kDa
배송	아이스팩