

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Smn2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16637

품목 번호: CM0012841



소개

인간 SMN2(생존 운동 뉴런 단백질)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 스플라이싱, 신경근육 질환, 척수성 근위축증 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMN2 Rabbit pAb
비고/별칭	SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2
종	인간
GeneID (인간)	6607
면역원	인간 SMN2 (NP_059107.1)의 아미노산 1-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16637
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백