

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smoc1 다클론 항체 - Q9H4F8

품목 번호: CM0023163

소개

SMOC1 토끼 pAb는 인간 및 마우스 SMOC1 단백질을 인식하는 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 적합합니다. SMOC1은 눈과 사지 발달에 필수적인 분비 칼슘 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMOC1 토끼 pAb
비고/별칭	OAS; SMOC1
종	인간
유전자ID (인간)	64093
유전자ID	64093
면역원	인간 SMOC1 (NP_071420.1)의 아미노산 27-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H4F8
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩