

Anti-Smoox Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwm0

품목 번호: CM0015548



소개

SMOX Rabbit pAb은 스퍼민 산화효소(spermine oxidase)를 표적으로 하는 다클로널 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 SMOX와 반응합니다. 폴리아민 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMOX Rabbit pAb
비고/별칭	PAO; SMO; PAO1; PAOH; PAO-1; PAOH1; C20orf16; SMOX
종	인간(Human)
유전자 ID	54498
면역원	인간 SMOX (NP_787033.1)의 아미노산 300-544에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NWM0
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)