


Anti-Smpd1 / Asm 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P17405

품목 번호: CM0024324



소개

인간 SMPD1/ASM (acid sphingomyelinase)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 스핑고지질 대사, 리소좀 축적병, 숙주 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
비고/별칭	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
종	인간
Gene ID (Human)	6609
면역원	인간 SMPD1 / ASM (NP_000534.3)의 아미노산 70-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17405
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백