


Anti-Smpd1 (Ko 검증됨) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - P17405

품목 번호: CM0007145



소개

인간 SMPD1 (산성 �핑고미엘리나아제)에 대한 KO 검증 토끼 단일클론 항체. WB, IF-F, IHC-P, ELISA에 적합. 인간 및 쥐와 교차 반응. 스팅고지질 대사 및 리소좀 축적병 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-SMPD1 (KO 검증됨) Rabbit Monoclonal Antibody
비고/별칭	ASM; NPD; ASMASE; D1
종	인간
유전자 ID (인간)	6609
유전자 ID	6609
면역원	인간 SMPD1 (NP_000534.3)의 아미노산 70-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P17405
단백질 분자량	70 kDa
배송	아이스팩