

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Smpd2 Rabbit Polyclonal Antibody - O60906

품목 번호: CM0013373



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 SMPD2 Rabbit Polyclonal Antibody; 사람 SMPD2를 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 스팅고마이엘라제 활성 및 지질 대사 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMPD2 Rabbit pAb
비고/별칭	ISCI; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	6610
Gene ID	6610
면역원	사람 SMPD2 (NP_003071.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	O60906
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)