


Wb 및 Elisa용 Anti-Smpd3 토끼 다클로날 항체 - Q9Ny59

품목 번호: CM0014148



소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 SMPD3 (nSMase2)에 대한 토끼 다클로날 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 세라마이드 매개 세포자멸사 및 뼈 광물화에 관여하는 스핑고미엘린 포스포디에스테라제 3을 표적함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMPD3 Rabbit pAb
비고/별칭	NSMASE2; SMPD3
종	인간(Human)
유전자 ID	55512
면역원	인간 SMPD3 (NP_061137.1)의 아미노산 416-655에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NY59
단백질 분자량	71 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)