


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smpd3/Nsmase2 단클론 항체 - Q9Ny59

품목 번호: CM0007714



소개

인간 SMPD3/NSMase2(SWISS: Q9NY59)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스펅고지질 대사, 세포자살, 골 무기화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMPD3/NSMase2 토끼 mAb
비고/별칭	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
종	인간
유전자ID (인간)	55512
면역원	인간 SMPD3/NSMase2(NP_061137.1)의 아미노산 461-655에 해당하는 서열을 포함한 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NY59
단백질 분자량	71kDa
배송 방법	아이스 팩