


Wb, Elisa용 Anti-Smtn 폴리클론항체 - P53814

품목 번호: CM0026317



소개

Smoothelin(SMTN) 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐의 SMTN(평활근의 세포골격 구조 단백질)을 검출합니다. 혈관 및 수축 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMTN Rabbit pAb
비고/별칭	SMTN
종	인간
GeneID (인간)	6525
GeneID	6525
면역원	인간 SMTN (NP_001193946.1)의 아미노산 65-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P53814
단백질 무게	99kDa
배송	아이스백