


Wb, Elisa용 항-Smu1 다클론 항체 - Q2Tay7

품목 번호: CM0031089



소개

인간 SMU1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 SMU1을 검출합니다. 스플라이세오솜, 유사분열, 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMU1 토끼 pAb
비고/별칭	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
종	인간
유전자 ID (인간)	55234
유전자 ID	55234
면역원	인간 SMU1 (NP_060695.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q2TAY7
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백