

Wb 및 Elisa용 항-Smug1 다클론 항체 - Q53Hv7

품목 번호: CM0014660

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 SMUG1 토끼 다클론 항체. 염기 절제 수복에 관여하는 단일가닥 선택성 유라실 DNA 글리코실라아제인 인간 및 마우스 SMUG1과 반응합니다. DNA 손상 및 수복 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMUG1 토끼 pAb
비고/별칭	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
종	인간
유전자 ID (인간)	23583
유전자 ID	23583
면역원	인간 SMUG1 (NP_055126.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q53HV7
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩