


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Smurf2 단클론 항체 - Q9Hau4

품목 번호: CM0006702



소개

인간 SMURF2(Q9HAU4)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 인간과 마우스에서 반응성이 있습니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며 재조합 면역원(aa 201-290)으로 설계되었습니다. E3 유비퀴틴 리가아제 기능 및 TGF-베타 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMURF2 토끼 mAb
비고/별칭	SMURF2; E3 유비퀴틴 단백질 리가아제 SMURF2
종	인간
유전자 ID (인간)	64750
유전자 ID	64750
면역원	인간 SMURF2 (Q9HAU4)의 아미노산 201-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HAU4
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백