

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Smyd1 폴리클로날 항체 - Q8Nb12

품목 번호: CM0020139

소개

심근세포 분화에 중요한 히스톤 H3K4 메틸전이효소 억제제인 SMYD1(SET 및 MYND 도메인 함유 단백질 1)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMYD1 Rabbit pAb
비고/별칭	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
종	인간
GeneID (Human)	150572
GeneID	150572
면역원	인간 SMYD1 (NP_938015.1)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NB12
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백